

LAMMLIVRÄDDARE





*Ett verktyg som hjälper,
när hjälpen behövs som mest
- när man vill rädda ett nyfött liv!*



SEMEX
SWEDEN

SEMEX SWEDEN AB
Norrgårda station 355 92 VÄXJÖ
Tel: 0470 - 611 04 Fax: 0470 - 612 04
E-post: info@semexsweden.com
www.semexsweden.com

Operation of Lamb ASPIRATOR AND RESUSCITATOR



Sterilize for 20 minutes in solution of mild household bleach diluted 1:20. Shake and Dry.



SEMEX
SWEDEN

SEMEX SWEDEN AB
Norrgårda station
355 92 VÄXJÖ

Tel: 0470 - 611 04

Fax: 0470 - 612 04

E-post: info@semexsweden.com